

Основные технические характеристики медицинского изделия «Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL»

Параметр	Значение
Объем заполнения экстракорпорального контура (без фильтра)	83 мл
Минимальная скорость потока крови	100 мл/мин
Максимальная скорость потока крови	450 мл/мин
Виды проводимой терапии	ПИУФ, ПВВГФ, ПВВГД, ПВВГДФ
Методы антикоагуляции	Системная гепариновая, регионарная цитратная, без антикоагуляции
Вес пациента	>30 кг
Дренажные мешки в комплекте, количество и объем	2 шт x 5000 мл



1. Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL РУ № РЗН 2024/22384 от 03.04.24
2. Подробную информацию о совместимых медицинских изделиях смотрите в инструкции по применению медицинского изделия «Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL».
3. Полволоконные диализаторы: Filtrzyzer, серии ВК-У, РУ № РЗН 2017/5533 от 25.03.2017

ООО «НОВАДИАЛ»
Адрес: 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
Телефон: +74957287603
www.novadial.ru



Открывая новые ВОЗМОЖНОСТИ



Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL¹ – новая «открытая» система магистралей, совместимая с аппаратом для экстракорпоральной коррекции гомеостаза².

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Комплект показан для использования в следующих видах вено-венозной терапии: ПИУФ, ПВВГФ, ПВВГД и ПВВГДФ в сочетании с системной гепариновой антикоагуляцией, регионарной цитратной антикоагуляцией или без антикоагуляции.

Комплект может использоваться у пациентов с массой тела более 30 кг.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодаря совместимости комплекта с диализаторами, гемофильтрами и сорбционными колонками² открываются новые возможности в проведении непрерывной заместительной почечной терапии у пациентов в критическом состоянии.



СОСТАВ

Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL – это одноразовое стерильное медицинское изделие, в состав которого входят: картридж (пластиковый моноблок, на котором закреплены магистрали), магистраль доступа (красная), магистраль возврата (синяя) с камерой деаэрации, магистраль эффлюента, магистраль диализата (зеленая), магистраль для гепарина, магистраль замещающего раствора (белая), магистраль замещающего раствора (фиолетовая), два дренажных мешка.

Примеры использования медицинского изделия

«Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL» в комбинации с различными расходными материалами в зависимости от вида терапии:

НПЗТ



Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL

+



Диализатор высокопоточный или гемофильтр²

НПЗТ при системном воспалении



Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL

+



Половолоконный диализатор Filtrizer³, модели BK-1.6U или BK-2.1U

НПЗТ с сорбцией LPS и/или и цитокинов



Комплект магистралей с дренажным мешком NOVADIAL

+



Половолоконный диализатор Filtrizer³, модели BK-1.6U или BK-2.1U

+



Сорбционная колонка²