

Аппарат для
экстракорпоральной
гемокоррекции

NOVADIAL 5000

14 современных
терапевтических
режимов

Одна платформа
для ОРИТлюбого профиля



Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000¹

NOVADIAL 5000 – универсальная платформа последнего поколения с впечатляющей палитрой из 14 терапевтических режимов:



Вид терапии	Режим терапевтической процедуры
НПЗТ (CRRT)	<ul style="list-style-type: none"> • CVVH/ПВВГФ • CVVHD/ПВВГД • CVVDF/ПВВГДФ • SCUF/МПУФ
Перфузия крови	<ul style="list-style-type: none"> • HP/Гемосорбция
Плазмотерапия	<ul style="list-style-type: none"> • PE /Плазмообмен • RAD/Повторный альбуминовый диализ • SPAD/Альбуминовый диализ • PDF/Плазмодиафильтрация • CPFA/Плазмосорбция сочетанная с гемофильтрацией • FPSA/Гемодиализ с селективной плазмофильтрацией и адсорбцией • MARS/Альбуминовый диализ с регенерацией альбумина • PA/Плазмосорбция • DFPP/Плазмофильтрация каскадная

Аппарат используется у пациентов, нуждающихся в экстракорпоральной гемокоррекции. Минимальный предполагаемый вес пациента составляет 20 кг.

Магистраль экстракорпорального контура открытого типа совместима с диализаторами, гемофильтрами, плазмодиафильтрами, плазмосепараторами, сорбционными колонками, а также растворами для гемодиализа и/или гемофильтрации различных производителей².

Специалисты компании «Новадиял» предоставляют поддержку пользователей и услуги технического сервиса в РФ.³

Основные технические характеристики²

5 роликовых насосов	наличие
Весы растворов 4 шт. до 30 кг	наличие
3 режима антикоагуляции: «Гепариновый», «Цитратный», «Без антикоагуляции»	наличие
Функция скорости потока функционального насоса	60-8000 мл/ч, ±5%
Скорость потока насоса крови	30-450 мл/мин, ±10%
Автоматическая запись хода лечения	наличие
Габаритные размеры, В x Ш x Г ⁴	635 мм x 578 мм x 1720 мм
Вес	85 кг ±10%
Нормированное напряжение	110/220 В
Номинальная частота	50 Гц/60 Гц
Рабочая часть тип CF, совместимо с дефибрилляцией	наличие
Максимальная мощность	500 ВА
Обеспечение нормальной работы системы индикации и системы управления контуром крови в течение более 40 минут после приостановки работы сетевого источника питания	наличие
Нагреватель диализирующего раствора	наличие
Система предотвращения попадания воздуха	наличие
Система предотвращения утечки крови	наличие
Подача светового, звукового и текстового сигналов тревоги	наличие

1. РУ: РЗН 2024/24409 от 28.12.2024 г. 2. Полную информацию о совместимых медицинских изделиях и подробные технические характеристики см. в Инструкции по применению (руководство оператора) на медицинское изделие Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000.
3. Лицензия номер Л016-00110-77/01203049 Техническое обслуживание медицинских изделий;
4. Включая держатель, боковую стойку и т.д. Допуск +/10%